

# T-4300 Dentium

## Directa a Implante



### Tamaño/Size

T-4301 – 4,0

T-4302 – 4,5

T-4303 – Conic

#### T-4301

T-4301 E

T-4301 NON E


#### T-4302

T-4302 E

T-4302 NON E

#### T-4303

T-4303 NON E



*Dentium*

### Notas aclaratorias

**E=** Antirrotatorio.

**NON E =** Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

**Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.**