

T-5400 Leader Tixos

Directa a Implante




Tamaño/Size

T-5401 – 3,4

T-5401

T-5401 E

T-5401 NON E



Notas aclaratorias

E= Antirrotatorio.

NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.