

T-6100 Biomet 3i Osseotite

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-6101 – 3,4

T-6102 – 4,1

T-6103 – 5,5

T-6101

T-6101 E

T-6101 E ZR

T-6101 NON E TYPE A

T-6101 NON E ZR TYPE A

T-6101 NON E TYPE B

T-6101 NON E ZR TYPE B

T-6102

T-6102 E

T-6102 E ZR

T-6102 NON E TYPE A

T-6102 NON E ZR TYPE A

T-6102 NON E TYPE B

T-6102 NON E ZR TYPE B

T-6103

T-6103 E


T-6103 E ZR

T-6103 NON E TYPE A

T-6103 NON E ZR TYPE A

T-6103 NON E TYPE B

T-6103 NON E ZR TYPE B



1



2

Notas aclaratorias

E= Antirrotatorio.

NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

TIPO A = la conexión es más fina y se aconseja su uso en casos con mal paralelismo. (Foto 1.)

TIPO B = la conexión es más amplia y se recomienda su uso en casos de buen paralelismo. (Imagen 2.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.