

# T-6300 Anthogyr Axiom

## Directa a Implante



### Tamaño/Size

T-6301 – REG  
T-6302 – PX  
T-6303 – Conic

#### T-6301

T-6301 E  
T-6301 NON E

#### T-6302

T-6302 E  
T-6302 NON E

#### T-6303


T-6303 NON E



T-6301 E



T-6302 NON E



T-6303 NON E

#### Notas aclaratorias

E= Antirotatorio.

NON E = Rotatorio.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.