

T-9200 Osstem TS System

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-9201 – Mini

T-9202 – Regular

T-9201

T-9201 E

T-9201 E S

T-9201 E VS

T-9201 E VVS

T-9201 N E

T-9201 N E S

T-9201 N E VS

T-9201 N E VVS

T-9201 E ZR

T-9201 N E ZR

T-9102

T-9202 E

T-9202 E S

T-9202 E VS

T-9202 E VVS

T-9202 E ZR

T-9202 N E

T-9202 N E S

T-9202 N E VS

T-9202 N E VVS

T-9202 N E ZR

Notas aclaratorias

E= Antirotatorio

NON E = Rotatorio.

S= Corto.

VS= Muy corto.

VVS= Muy muy corto.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras ZR.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.

