

T-9400 Global D Tekka Evl

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-9401 – Universal


T-9401

T-9401 E

T-9401 E S

T-9401 NON E

T-9401 NON E S



Notas aclaratorias

E= Antirotatorio

NON E = Rotatorio

S = la conexión es más corta y el área fuera de la conexión es más corta y menos visible.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.