

T-9300 Global D Tekka Evl

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-9301 – 3,3

T-9302 – 4,0

T-9303 – 5,0

T-9301

T-9301 E

T-9301 NON E

T-9302


T-9302 E

T-9302 NON E

T-9303

T-9303 E

T-9303 NON E



Notas aclaratorias

E= Antirotatorio

NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.