

# T-9500 Mis Seven

## Directa a Implante



### Tamaño/Size

T-9501 – Narrow

T-9502 – Standard

T-9503 – Wide

#### T-9501

T-9501 E

T-9501 N E TYPE A

T-9501 N E TYPE B

#### T-9502

T-9502 E

T-9502 E ZR

T-9502 N E TYPE A

T-9502 N E ZR TYPE A

T-9502 N E TYPE B

T-9502 N E ZR TYPE B

#### T-9503

T-9503 E

T-9503 E ZR

T-9503 N E TYPE A

T-9503 N E ZR TYPE A

T-9503 N E TYPE B

T-9503 N E ZR TYPE B

### Notas aclaratorias

**E**= Antirotatorio

**NON E** = Rotatorio

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

**TIPO A** = la conexión es más profunda y se aconseja su uso en casos con buen paralelismo. (Foto 1.)

**TIPO B** = la conexión es más corta y se recomienda su uso en casos de mal paralelismo. (Imagen 2.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

**Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.**