

T-1300 Klockner Essential

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-1301 – 4.5

T-1302 – 6.0

T-1301

T-1301 E

T-1301 E ZR

T-1301 NON E

T-1301 NON E ZR


T-1302

T-1302 E

T-1302 E ZR

T-1302 NON E

T-1302 NON E ZR



Notas aclaratorias

E = Antirrotatorio.

NO E = Rotativo.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.