

T-2200 Dentsply Friadent Xive

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-2201 – 3.4

T-2202 – 3.8

T-2203 – 4.5

T-2204 – 5.5

T-2201

T-2201 E

T-2201 E ZR

T-2201 NON E TYPE A

T-2201 NON E ZR TYPE A

T-2201 NON E TYPE B

T-2201 NON E ZR TYPE B

T-2202

T-2202 E

T-2202 E ZR

T-2202 NON E TYPE A

T-2202 NON E ZR TYPE A

T-2202 NON E TYPE B

T-2202 NON E ZR TYPE B

T-2203

T-2203 E

T-2203 E ZR

T-2203 NON E TYPE A

T-2203 NON E ZR TYPE A

T-2203 NON E TYPE B

T-2203 NON E ZR TYPE B

T-2204

T-2204 E


T-2204 E ZR

T-2204 NON E TYPE A

T-2204 NON E ZR TYPE A

T-2204 NON E TYPE B

T-2204 NON E ZR TYPE B



Notas aclaratorias

E = Antirrotatorio.

NO E = Rotativo.

TIPO A = la conexión es normal y se aconseja su uso en casos con buen paralelismo. (Foto 1.)

TIPO B = la conexión es más amplia y se aconseja utilizar en casos de mal paralelismo. (Imagen 2.)

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.