

# T-2300 Dentsply Friadent Xive

## Directa a Implante



### Tamaño/Size

T-2301 – 4.1

T-2302 – 5.5

#### T-2301

T-2301 E

T-2301 E ZR


T-2301 NON E

#### T-2302

T-2302 E

T-2302 E ZR

T-2302 NON E



### Notas aclaratorias

E = Antirrotatorio.

**NO E** = Rotativo.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR** .  
Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

**Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.**