

T-3200 Zimmer Tapered Screw Vent Directa a Implante



Tamaño/Size

T-3201 – 3.5
T-3202 – 4.5
T-3201 – 5.7
T-3202 – Conic ACTR

T-3201

T-3201 E
T-3201 E ZR
T-3201 NON E TYPE A
T-3201 NON E ZR TYPE A
T-3201 NON E TYPE B
T-3201 NON E ZR TYPE B

T-3202


T-3202 E
T-3202 E ZR
T-3202 NON E TYPE A
T-3202 NON E ZR TYPE A
T-3202 NON E TYPE B
T-3202 NON E ZR TYPE B
T-3202 NON E TYPE C
T-3202 NON E ZR TYPE C

T-3203

T-3203 E
T-3203 E ZR
T-3203 NON E TYPE A
T-3203 NON E ZR TYPE A
T-3203 NON E TYPE B
T-3203 NON E ZR TYPE B

T-3204

T-3204 NON E



Notas aclaratorias

E = Antirrotatorio.

NO E = Rotativo.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

TIPO A = la conexión es más profunda y se aconseja su uso en casos con buen paralelismo. (Foto 1.)

TIPO B = la conexión es más corta y se recomienda su uso en casos de mal paralelismo. (Imagen 2.)

TIPO C = la conexión es muy corta y se recomienda su uso en casos de muy mal paralelismo. (Imagen 3.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.