

T-4100 Nobel Biocare MultiUnit

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-4101 - Rp

T-4102 - Wp

T-4101


T-4101 NON E

T-4101 NON E ZR

T-4102

T-4102 NON E

T-4102 NON E ZR



MultiUnit NON E

Notas aclaratorias

NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**. Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.